

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ДК 021:2015:24930000-2 Фотохімікати (ХРОМОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ТА ІЗОЛЯЦІЇ SALMONELLA SPP (НК 024:2023:58571 Хромогенний агар для Salmonella spp., живильне середовище IVD (діагностика in vitro)/ НК 031:2024:W0104010101 ЗНЕВОДНЕНІ ПОЖИВНІ СЕРЕДОВИЩА (DCM)); ХРОМОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИДІЛЕННЯ SALMONELLA SPP (НК 024:2023:58571 Хромогенний агар для Salmonella spp., живильне середовище IVD (діагностика in vitro)/ НК 031:2024:W0104010101 ЗНЕВОДНЕНІ ПОЖИВНІ СЕРЕДОВИЩА (DCM)); Хромогенне середовище для виявлення термотолерантного Campylobacter (НК 024:2023:61342 Хромогенний агар для Campylobacter spp., живильне середовище IVD (діагностика in vitro)/ НК 031:2024:W0104010101 ЗНЕВОДНЕНІ ПОЖИВНІ СЕРЕДОВИЩА (DCM)); Хромогенне середовище для виявлення та диференціювання Listeria monocytogenes (НК 024:2023:62084 Агар для Listeria spp., живильне середовище IVD (діагностика in vitro)/ НК 031:2024:W0104010101 ЗНЕВОДНЕНІ ПОЖИВНІ СЕРЕДОВИЩА (DCM)); ХРОМОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ ТА ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ E.coli O157(НК 024:2023:58595 Агар для штаму E.coli O157: H7, живильне середовище IVD (діагностика in vitro)/ НК 031:2024:W0104010101 ЗНЕВОДНЕНІ ПОЖИВНІ СЕРЕДОВИЩА (DCM)); ХРОМОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ ТА ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ CANDIDA SPP (НК 024:2023:58563 Агар для Candida spp., живильне середовище IVD (діагностика in vitro), хромогенне/ НК 031:2024:W0104030101 ЗНЕВОДНЕНІ ПОЖИВНІ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДРІЖДЖІВ І ПЛІСЕНЕВИХ ГРИБІВ); ХРОМОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПАТОГЕНІВ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ (НК 024:2023:58694 Агар для мікроорганізмів сечовивідних шляхів, живильне середовище IVD (діагностика in vitro), хромогенне/ НК 031:2024:W0104010402 ХРОМОГЕННІ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ (ПЛАНШЕТИ)))

Місце знаходження : 21018, м. Вінниця, вул. Малиновського 11.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-09-16-012176-a

- 1.Обґрунтування доцільності закупівлі.** Забезпечення бактеріологічної лабораторії поживними середовищами для діагностики інфекційних хвороб.
- 2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі.**

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі :

ХРОМОГЕННІ СЕРЕДОВИЩА
Медико-технічні вимоги :

№	Код НК 024:2023	Код НК 031:2024	Назва	Опис	Од. вим.	К-ть						
1.	58571 Хромогенний агар для Salmonella spp., живильне середовище IVD (діагностика <i>in vitro</i>)	W0104010101 ЗНЕВОДНЕНІ ПОЖИВНІ СЕРЕДОВИЩА (DCM)	ХРОМОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ТА ІЗОЛЯЦІЇ SALMONELLA SPP	Хромогенне середовище для виявлення та ізоляції видів <i>Salmonella</i>, включаючи <i>S.typhi</i> та <i>S.paratyphi</i> в клінічних зразках. Флакони 174,5 г. (на 5000 мл готового середовища) з сухим середовищем. <table><tr><td>Склад</td><td>г/л</td></tr><tr><td>Пептон та дріжджовий екстракт</td><td>7,00</td></tr><tr><td>Хромогенна та селективна суміш</td><td>12,90</td></tr></table>	Склад	г/л	Пептон та дріжджовий екстракт	7,00	Хромогенна та селективна суміш	12,90	флак.	1
Склад	г/л											
Пептон та дріжджовий екстракт	7,00											
Хромогенна та селективна суміш	12,90											

				Агар	15,00														
				Перевірено АТСС штамами.															
2.	58571 Хромогенний агар для <i>Salmonella</i> spp., живильне середовище IVD (діагностика <i>in vitro</i>)	W0104010101 ЗНЕВОДНЕНІ ПОЖИВНІ СЕРЕДОВИЩА (DCM)	ХРОМОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИДІЛЕННЯ <i>SALMONELLA</i> SPP	Хромогенне середовище для виділення <i>Salmonella</i> spp., в тому числі лактозо позитивних <i>Salmonella</i>. Це середовище рекомендоване ISO 6579. Комплект із 2 флаконів, розрахований для приготування 5000 мл готового середовища: - флакон із 164 г. сухої основи середовища; - флакон із 50 мл рідкої добавки. <table><tr><td>Склад</td><td>г/л</td></tr><tr><td>Пептон та дріжджовий екстракт</td><td>8,00</td></tr><tr><td>Солі</td><td>8,50</td></tr><tr><td>Хромогенна суміш</td><td>1,30</td></tr><tr><td>Агар</td><td>15,00</td></tr><tr><td>Суміш ростових факторів</td><td>6,00</td></tr></table> Перевірено АТСС штамами.		Склад	г/л	Пептон та дріжджовий екстракт	8,00	Солі	8,50	Хромогенна суміш	1,30	Агар	15,00	Суміш ростових факторів	6,00	компл	1
Склад	г/л																		
Пептон та дріжджовий екстракт	8,00																		
Солі	8,50																		
Хромогенна суміш	1,30																		
Агар	15,00																		
Суміш ростових факторів	6,00																		
3.	61342 Хромогенний агар для <i>Campylobacter</i> spp., живильне середовище IVD (діагностика <i>in vitro</i>)	W0104010101 ЗНЕВОДНЕНІ ПОЖИВНІ СЕРЕДОВИЩА (DCM)	Хромогенне середовище для виявлення термотолерантно го <i>Campylobacter</i>	Хромогенне середовище для виявлення, диференціювання та передбачуваної ідентифікації термотолерантних <i>Campylobacter</i> у клінічних зразках та в аналізі харчових продуктів, кормів для тварин та у зразках навколишнього середовища відповідно до ISO 10272-1. Комплект із 2 флаконів, розрахований для приготування 5000 мл готового середовища: - флакон із 256 г. сухої основи середовища; - флакон із 1,05 г. сухої добавки. <table><tr><td>Склад</td><td>г/л</td></tr><tr><td>Пептон та дріжджовий екстракт</td><td>25,00</td></tr><tr><td>Хромогенна та селективна суміш</td><td>2,41</td></tr><tr><td>Солі</td><td>9,00</td></tr><tr><td>Агар</td><td>15,00</td></tr></table> Перевірено АТСС штамами.		Склад	г/л	Пептон та дріжджовий екстракт	25,00	Хромогенна та селективна суміш	2,41	Солі	9,00	Агар	15,00	компл	1		
Склад	г/л																		
Пептон та дріжджовий екстракт	25,00																		
Хромогенна та селективна суміш	2,41																		
Солі	9,00																		
Агар	15,00																		
4.	62084 Агар для <i>Listeria</i> spp., живильне середовище IVD (діагностика <i>in vitro</i>)	W0104010101 ЗНЕВОДНЕНІ ПОЖИВНІ СЕРЕДОВИЩА (DCM)	Хромогенне середовище для виявлення та диференціюванн я <i>Listeria monocytogenes</i>	Середовище для виявлення, виділення і підрахунку <i>L.monocytogenes</i>. Застосовується у харчовій промисловості для аналізу продуктів харчування та об'єктів довкілля та у клінічній діагностиці, наприклад, для посівів крові, урогенітальних мазків та спинномозкової рідини. Комплект із 2 флаконів, розрахований для приготування 5000 мл готового середовища: - флакон із 257,5 г сухої основи середовища - флакон із 45 г сухої добавки <table><tr><td>Склад</td><td>г/л</td></tr><tr><td>Пептон і дріжджовий екстракт</td><td>23,00</td></tr><tr><td>Натрію хлорид</td><td>5,00</td></tr><tr><td>Хромогенна суміш</td><td>8,50</td></tr><tr><td>Агар</td><td>15,00</td></tr><tr><td>Селективна та збагачувальна суміш</td><td>9,00</td></tr></table> Перевірено АТСС штамами.		Склад	г/л	Пептон і дріжджовий екстракт	23,00	Натрію хлорид	5,00	Хромогенна суміш	8,50	Агар	15,00	Селективна та збагачувальна суміш	9,00	компл	1
Склад	г/л																		
Пептон і дріжджовий екстракт	23,00																		
Натрію хлорид	5,00																		
Хромогенна суміш	8,50																		
Агар	15,00																		
Селективна та збагачувальна суміш	9,00																		
5.	58595 Агар для штаму <i>E.coli</i> O157:	W0104010101	ХРОМОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ	Середовище для виділення і диференціації <i>E.coli</i> O157.		флак	1												

	H7, живильне середовище IVD (діагностика in vitro)	ЗНЕВОДНЕНІ ПОЖИВНІ СЕРЕДОВИЩА (DCM)	СЕЛЕКТИВНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ ТА ДИФЕРЕНЦІЇ ВАННЯ E.coli O157	Флакони 146 г. (на 5000 мл готового середовища) з сухим середовищем закритий гвинтовою кришкою. <table><tr><td>Склад</td><td>г/л</td></tr><tr><td>Агар</td><td>15,00</td></tr><tr><td>Пептон та дріжджовий екстракт</td><td>13,00</td></tr><tr><td>Хромогенна суміш</td><td>1,20</td></tr></table> Перевірено ATCC штамами.	Склад	г/л	Агар	15,00	Пептон та дріжджовий екстракт	13,00	Хромогенна суміш	1,20		
Склад	г/л													
Агар	15,00													
Пептон та дріжджовий екстракт	13,00													
Хромогенна суміш	1,20													
6.	58563 Агар для Candida spp., живильне середовище IVD (діагностика in vitro), хромогенне	W0104030101 ЗНЕВОДНЕНІ ПОЖИВНІ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДРІЖДЖІВ І ПЛІСЕНЕВИХ ГРИБІВ	ХРОМОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ ТА ДИФЕРЕНЦІЇ ВАННЯ CANDIDA SPP	Середовище для виділення і диференціації Candida spp, включаючи C.auris. Флакони 50,9 г. (на 1000 мл готового середовища) з сухим середовищем. <table><tr><td>Склад</td><td>г/л</td></tr><tr><td>Агар</td><td>15,00</td></tr><tr><td>Пептон</td><td>11,00</td></tr><tr><td>Хромогенна суміш</td><td>24,90</td></tr></table> Перевірено ATCC штамами.	Склад	г/л	Агар	15,00	Пептон	11,00	Хромогенна суміш	24,90	флак	2
Склад	г/л													
Агар	15,00													
Пептон	11,00													
Хромогенна суміш	24,90													
7.	58694 Агар для мікроорганізмів в сечовивідних шляхах, живильне середовище IVD (діагностика in vitro), хромогенне	W0104010402 ХРОМОГЕННІ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ (ПЛАНШЕТИ)	ХРОМОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ І ДИФЕРЕНЦІЇ ПАТОГЕНІВ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ	Середовище для виділення і диференціації патогенів сечовивідних шляхів. Середовище виготовляється за системами якості ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 та ISO 11133:2014. Готова для використання чашка Петрі Ø 90 мм з 19 мл середовища, вільна від мікроорганізмів. 20 чашок Петрі в картонній коробці (ламіновані по 10 чашок). Загальний термін придатності 4 місяці. <table><tr><td>Склад</td><td>г/л</td></tr><tr><td>Пептон і дріжджовий екстракт</td><td>17,00</td></tr><tr><td>Хромогенна суміш</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Агар</td><td>15,00</td></tr></table> Перевірено ATCC штамами.	Склад	г/л	Пептон і дріжджовий екстракт	17,00	Хромогенна суміш	1,00	Агар	15,00	шт	20
Склад	г/л													
Пептон і дріжджовий екстракт	17,00													
Хромогенна суміш	1,00													
Агар	15,00													

* у разі наявності посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – читати з виразом «або еквівалент» (таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент»).

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі своїх тендерних пропозицій в електронному (сканованому) вигляді документи, які передбачені медико-технічними вимогами, та інші необхідні документи з наведеним нижче переліком:

1. Якість товару повинна відповідати вимогам діючих нормативних документів та підтверджуватися відповідними документами на кожне найменування товару (декларації відповідності або сертифікати/паспорти якості або інструкції тощо, копії надаються Учасниками в складі тендерної пропозиції).

2. Технічні та якісні характеристики, форма випуску товару повинні відповідати таким, що вказані в тендерній документації. У випадку якщо учасником у складі тендерної пропозиції запропоновано еквівалентні товари, то на такі товари наявність еквівалентності повинна бути

підтверджена наданням детальної порівняльної характеристики запропонованого учасником товару та товару, що визначений в цьому Додатку.

3. Залишковий термін придатності товарів на момент постачання повинен складати не менше 80% загального терміну їх зберігання, встановленого в інструкції по використанню (**учасник повинен надати гарантійний лист про залишковий термін придатності**).

4. Учасник повинен забезпечувати належні умови зберігання і транспортування запропонованих товарів.

3. Обґрунтування розміру бюджетного призначення. Розмір бюджетного призначення згідно плану закупівлі становить - 114 483,60 гривень з ПДВ відповідно до кошторисних призначень на 2026 рік .

4. Обґрунтування очікуваної вартості. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі сформовано з урахуванням комерційних пропозицій наданих дистриб'юторами відповідних виробників.

- Очікувана вартість предмету закупівлі – 104 959,99 грн. без ПДВ

- КЕКВ 2220.

Т. в.о. Генерального директора

Фахівець з публічних закупівель



Олександр ЗАГОРУЙКО

Юлія ПЕТЕРБУРГСЬКА